

JALPLAST® Κρέμα

Περιγραφή προϊόντος

Η JALPLAST® Κρέμα είναι ένα σκεύασμα για τοπική χρήση, στο οποίο το κύριο συστατικό είναι το υαλουρονικό οξύ.

Το υαλουρονικό οξύ είναι βιολογικός πολυσακχαρίτης (γλυκοζαμινογλυκάνη) καταμεμημένος στην εξωκυττάρια θεμέλιο ουσία των περισσότερων ιστών. Λόγω των υδρόφιλων ιδιοτήτων του, παρέχει ένα ενυδατωμένο περιβάλλον γύρω και ανάμεσα στα κύτταρα, διευκολύνοντας έτσι τη μετανάστευση των κυττάρων.

Σύνθεση

Κύριο συστατικό: Νατριούχο άλας του υαλουρονικού οξέος 0,2%

Άλλα συστατικά: Πολυαιθυλενογλυκόλη 400 μονοστεατική, Δεκυλεστέρας του ελαιικού οξέος, Γαλακτοποιημένο κερί, Γλυκερόλη, Διάλυμα σορβιτόλης 70%, Αφυδροξικό νάτριο, p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, p-υδροξυβενζοϊκό προπυλένιο, Άρωμα, Γαλακτικό οξύ, Κεκαθαρμένο νερό.

Ενδείξεις

Η JALPLAST® Κρέμα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών και βλαβών. Συγκεκριμένα, προορίζεται για την κάλυψη οξέων και χρόνιων τραυμάτων (εκδορές, τομές σε δότες και μετεγχειρητικές, εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγγειακά και μεταβολικά έλκη και έλκη από κατάκλιση) και εξασφαλίζει ένα ενυδατωμένο περιβάλλον στο τραύμα, προστατεύοντας το από εκδορές, τριβές και ξηρότητα.

Δοσολογία και Χορήγηση

Τα τραύματα ή τα έλκη πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν από τη θεραπεία. Επαλείψτε ένα λεπτό στρώμα κρέμας πάνω στην επιφάνεια του τραύματος, δύο ή τρεις φορές την ημέρα για όχι περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες. Η υπό θεραπεία περιοχή πρέπει να καλύπτεται με αποστειρωμένη γάζα και αποστειρωμένο επίδεσμο.

Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις & προφυλάξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση φθοράς της συσκευασίας.

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Η ημερομηνία λήξης ισχύει για το προϊόν που έχει διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.

Να απορρίπτεται 12 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα.

Να αποφεύγεται η άμεση επαφή του περιέκτη με το τραύμα.

Κάθε σωληνάριο JALPLAST® Κρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα ασθενή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης.

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, θηλασμού και χρήσης σε παιδιά, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση του προϊόντος, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του JALPLAST® σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Μετά τη χρήση, να απορρίπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της χώρας. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Οι ακόλουθες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά: εξάνθημα στο σημείο εφαρμογής, κνησμός, αίσθημα καύσου, δερματικός ερεθισμός, ξηρότητα, ερύθημα, δερματίτιδα, αποχρωματισμός του δέρματος. Τα συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά, ήπιας βαρύτητας και σπάνια απαιτούν την πρώιμη διακοπή της θεραπείας.

Αλληλεπιδράσεις

Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με απολυμαντικά που περιέχουν άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου διότι το υαλουρονικό οξύ μπορεί να καθιζάνει παρουσία τους. Η ταυτόχρονη τοπική θεραπεία τραυμάτων με αντιβιοτικά ή με άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα προϊόντα, δεν εμφάνισε αλληλεπιδράσεις ή ασυμβατότητες με τη JALPLAST® Κρέμα.

Φύλαξη

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.

Συσκευασία

Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 15g.
Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 25g.
Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 30g.
Κουτί από χαρτόνι που περιέχει ένα σωληνάριο 100g.

Κατασκευαστής

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padova), Ιταλία



Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης των οδηγιών χρήσης: Ιούλιος 2019



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Χρήση μέχρι



Κωδικός Παρτίδας



Ανώτερο όριο θερμοκρασίας



Χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα του περιέκτη



Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί



Κατασκευαστής